



**Буфер 6x для подкрашивания образца перед
внесением в агарозный гель
«Green buffer 6x»**

#glb #glbTest

Буфер содержит два красителя. В 1,5% агарозном геле электрофоретическая подвижность голубого красителя соответствует фрагментам ДНК ~ 1000 п.н., оранжевый краситель мигрирует со скоростью ~ 50 п.н. Буфер предназначен для использования в агарозном геле с TBE/ТАЕ.

Подходит для фрагментов ДНК от 50 п.н. до 3000 п.н.

Реагент	Фин. концентр.
Green buffer 6x	1x

Хранение: -20°C – +20°C.