



Маркер молекулярного веса ДНК
Middle Step Marker

#msmTest #msm

Маркер молекулярного веса ДНК **Middle Step Marker** содержит 10 фрагментов от 100 до 1000 п.н.; фрагменты: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 п.н.;

- предварительно смешан с буфером для нанесения;
- рекомендуемый объём для нанесения на гель — 5 мкл;
- при использовании хранить при +4°C.

Фрагмент 500 п.н представлен в повышенной концентрации для упрощения его идентификации в геле. Визуализация ДНК маркера возможна при окрашивании интеркалирующими красителями: ethidium bromide, SYBR Gold, SYBR Safe и др.

Хранение: при использовании хранить при +4°C; долгосрочное хранение при -16°C – -20°C.

