



**Буфер 6x для подкрашивания образца перед
внесением в агарозный гель
«Orange buffer 6x»**

#olb #olbTest

Буфер содержит два красителя. В 1,5% агарозном геле электрофоретическая подвижность желтого красителя соответствует фрагментам ДНК ~ 500 п.н., оранжевый краситель мигрирует со скоростью ~ 50 п.н. Буфер предназначен для использования в агарозном геле с TBE/TAЕ. Подходит для фрагментов ДНК от 50 п.н. до 500 п.н.

Реагент	Фин. концентр.
Orange buffer 6x	1x

Хранение: -20°C – +20°C.