



Маркер молекулярного веса ДНК
Short Step Marker

#ssmTest #ssm

Маркер молекулярного веса ДНК **Short Step Marker** содержит 11 фрагментов от 10 до 300 п.н.; фрагменты: 10, 15, 20, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300 п.н.;

- предварительно смешан с буфером для нанесения;
- рекомендуемый объём для нанесения на гель — 5 мкл;
- при использовании хранить при +4°C.

Фрагменты 10 и 50 п.н представлены в повышенных концентрациях для упрощения их идентификации в геле. Визуализация ДНК маркера возможна при окрашивании интеркалирующими красителями: ethidium bromide, SYBR Gold, SYBR Safe и др.

Хранение: при использовании хранить при +4°C; долгосрочное хранение при -16°C – -20°C.

